

# DENTO-VIRACTIS 35

## HAND DISINFECTION



### Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et chirurgical des mains

Classe: IIb. Org. Certificateur: 0120 SGS. Fabricant: HYGITECH



#### AVANTAGES

- Contient un agent de protection du film hydrolipidique de la peau (glycérine)
- **Convient aux peaux sensibles**
- Sèche très vite sans laisser de résidus et ne colle pas
- Egalement disponible sous forme de lotion

#### ATTENTION

- Produit inflammable
- Produit d'usage externe, ne pas avaler
- Le port des gants ne dispense pas du lavage des mains
- Evitez le contact avec les yeux

#### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

##### DENTO-VIRACTIS 35 LOTION:

- **Bactéricide:** EN 13727
- **Virucide:** EN 14476 (Adenovirus)
- **In vivo:** EN 1500 (E.Coli), EN 12791 (Flore microbienne cutanée)

##### DENTO-VIRACTIS 35 GEL :

- **Bactéricide:** EN 1040, EN 13727, EN 13697
- **Fongicide:** NF EN 1275 et EN 13624 (Candida Albicans)
- **Virucide:** Rotavirus SA11, Influenza virus type A/H1N1, Norovirus, Herpès
- **In vivo:** EN 1500 (E.Coli), EN 12791 (Flore microbienne cutanée)